



Behagelig varme til ømme muskler

Infrarød varmelampe til mennesker

Philips infrarøde lamper til brug i forbindelse med kropspleje er designet til at behandle dybtliggende muskelsmerter og sportsskader. Disse reflektorlamper med glødepærer er den perfekte løsning til lokal varmebehandling af muskelsmerter. De kan også bruges til lindring af gigtsmerter. Desuden er det bevist, at denne type varmeterapi fremskynder helingen af forskellige lidelser, såsom sportsskader og uinficerede sår, hvor den i mange tilfælde har forårsaget hurtig og effektiv smertelindring. Fordelene ved denne type varmeterapi er baseret på en lokalt øget blodcirkulation i huden, der opstår som følge af udvidelser af blodkarrene. Dette resulterer i en øget overførselshastighed af stofskifteprodukter og andre essentielle biokemiske forbindelser. Desuden opnås en mere dybdegående varmegennemtrængning, som har en behagelig, varm virkning.

Fordele

- Exceptionel hud- og muskelgennemtrængning for optimal smertelindring
- 90 % af den overførte energi er infrarød varme
- Øjeblikkelig, præcis og kontrollerbar varmekilde

Funktioner

- Reflektorformen koncentrerer varmen på det nødvendige punkt
- PAR38 har en intern reflektor i 100 % aluminium, dvs. at 100 % af varmen er fremadrettet.
- PAR38 har en lille, rund glødetråd, som hjælper med at koncentrere varmen i stråleform.
- God balance mellem levetid og varmeafgivelse
- Røde lamper reducerer den visuelle lysmængde og blænding

Infrarød varmelampe til mennesker

Anvendelsesområder

- Lindring af muskelsmerter og lidelser såsom gigt, lændesmerter, nervesmerter, o.l.
- Hjælp til genoptræning efter skade
- Komfort og kosmetisk pleje

Advarsler og sikkerhed


- Når lyskilden bruges korrekt, er det meget usandsynligt, at den går i stykker. Hvis en lyskilde går i stykker, skal delene fjernes forsigtigt (med handsker eller beskyttelsesværktøj for at undgå at skære sig). Læg delene i en plastikpose, der kan lukkes, og aflever den til genbrug på din lokale genbrugsstation. Brug ikke en støvsuger.
- Følg den anbefalede eksponeringstid og -afstand for den enhed, som denne lyskilde bruges sammen med. Længere/tættere end anbefalet eksponering for infrarød varme kan forårsage forbrændinger eller andre uønskede beskyttelsesreaktioner på huden.
- Følg anvisningerne til enheden om sikkerhed og beskyttelse af øjne og hud. Peg ikke lyset ind i øjnene, beskyt altid øjnene, herunder som anbefalet af enhedens producent.

Versions



LPPR IRINPHI E27 PAR38

Målskitse



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

Infrarød varmelampe til mennesker

