



Lampa:

Medicinska lysrör /01

Rörformade eller kompakta ensocklade lysrör

Fördelar

- Mycket få biverkningar i form av rodnad, klåda och brännskador
- Kortare exponeringstider och mindre erytem strålning än vid användning av konventionella UVB-lampor
- Optimal terapeutisk effekt med mycket få biverkningar
- Den erkänt mest effektiva hudbehandlingen

Funktioner

- Avger strålning för terapeutisk och övrig tillämpning

Användning

- Dermatologisk ljusterapi för psoriasis mm
- Lamporna avger UV-B-strålning som skadar hud och ögon. De är därför endast tillgängliga för medicinsk och industriell användning

Varning och Säkerhet


- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



XPPR XUMTLRS G13

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/01 RS SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

